

## OpenEEG

hardware : ModularEEG avec deux canaux EEG, sample rate 256 Hz

software : NeuroServer (logiciel libre), transmission TCP/IP, format de header EDF

attention : matériel utilisable uniquement à titre de démonstration, le calibrage et les conditions d'utilisation ne permettant pas d'espérer pour l'atelier des captations précises.

From:

<https://vida.limsi.fr/archives/> - **VIDA**

Permanent link:

[https://vida.limsi.fr/archives/doku.php?id=wiki:vidaran\\_openeeg](https://vida.limsi.fr/archives/doku.php?id=wiki:vidaran_openeeg)

Last update: **2012/02/28 13:16**

